


2012年新着キャンペーン











HTL 社の高品質ピペット関連製品を低価格で!

3月27日受注分までの
キャンペーンです。
この機会に是非お買い求めください!



HTL DISCOVERY Comfort シングルチャンネルピペット

HTL LAB SOLUTIONS

注文Cat.No.	品名	分注量	標準価格(税別:円)	キャンペーン価格(税別:円)	製品外観
HTL-C4051	Discovery Comfort D2	0.1-2 μ L (0.002 μ L刻み)	32,000	17,800	
HTL-C4052	Discovery Comfort D10	0.5-10 μ L (0.02 μ L刻み)	32,000	17,800	
HTL-C4053	Discovery Comfort D20	2-20 μ L (0.02 μ L刻み)	28,000	14,800	
HTL-C4057	Discovery Comfort D50	5-50 μ L (0.2 μ L刻み)	28,000	14,800	
HTL-C4054	Discovery Comfort D100	10-100 μ L (0.2 μ L刻み)	28,000	14,800	
HTL-C4055	Discovery Comfort D200	20-200 μ L (0.2 μ L刻み)	28,000	14,800	
HTL-C4050	Discovery Comfort D250	50-250 μ L (0.2 μ L刻み)	28,000	14,800	
HTL-C4056	Discovery Comfort D1000	100-1000 μ L (2 μ L刻み)	28,000	14,800	
HTL-C4058	Discovery Comfort D5000	1000-5000 μ L (10 μ L刻み)	35,000	19,800	
HTL-C4059	Discovery Comfort D10000	1000-10000 μ L (20 μ L刻み)	37,000	19,800	

ご購入後3年間の保証 本体丸ごとオートクレーブ可能 & UV 耐性 軽量で高精度! 多種のチップに対応可能

High quality, Low price

続きは裏面に 

3月27日受注分まで。この機会をお見逃しなく！



電動ピペッター スイフトペットプラス
HTL SWIFTPET+
 HTL LAB SOLUTIONS

液晶ディスプレイと充電スタンドがプラス
 されました！

吸引は High と Low、吐出は加圧と自由落下をそれぞれ選択できます。
 液晶ディスプレイ搭載でバッテリー残量と吸引・吐出の設定が簡単に
 確認できます。

注文Cat.No.	品名	標準価格(税別:円)	キャンペーン価格(税別:円)
HTL-0352	SWIFTPET+	39,000	26,800

HTL DISCOVERY Comfort マルチチャンネルピペット
 HTL LAB SOLUTIONS




注文Cat.No.	品名	ch.数	分注量	標準価格(税別:円)	キャンペーン価格(税別:円)
HTL-C5121	Discovery Comfort DV8-10	8	1-10 μ L (0.02 μ L刻み)	63,000	34,800
HTL-C5122	Discovery Comfort DV8-50	8	5-50 μ L (0.10 μ L刻み)	63,000	34,800
HTL-C5123	Discovery Comfort DV8-200	8	20-200 μ L (0.2 μ L刻み)	63,000	34,800
HTL-C5124	Discovery Comfort DV8-300	8	50-300 μ L (1.0 μ L刻み)	63,000	34,800
HTL-C5125	Discovery Comfort DV12-10	12	1-10 μ L (0.02 μ L刻み)	85,000	46,800
HTL-C5126	Discovery Comfort DV12-50	12	5-50 μ L (0.10 μ L刻み)	85,000	46,800
HTL-C5127	Discovery Comfort DV12-200	12	20-200 μ L (0.2 μ L刻み)	85,000	46,800
HTL-C5128	Discovery Comfort DV12-300	12	50-300 μ L (1.0 μ L刻み)	85,000	46,800

容量ロックシステム搭載、軽量で高精度、多種のチップに対応可能
 本体丸ごとオートクレーブ可能 & UV耐性、安心の3年保証
 独立可動のチップコンにより、全チャンネルに確実なチップ装着



注文 Cat.No.
 HTL-5479
 品名
 ユニバーサルスタンド 1本用
 標準価格
~~7,000~~ (税別:円)

キャンペーン価格 **2,800** (税別:円)



注文 Cat.No.
 HTL-5480
 品名
 ユニバーサルスタンド 4本用
 標準価格
~~9,000~~ (税別:円)

キャンペーン価格 **4,800** (税別:円)



注文 Cat.No.
 HTL-5484
 品名
 ピペットスタンドローテイング
 (6本掛け)
 標準価格
~~23,000~~ (税別:円)

キャンペーン価格 **11,800** (税別:円)

大日本住友製薬グループ
 DSファーマバイオメディカル株式会社
 〒564-0053 大阪府吹田市江の木町33番94号

《受注・発送に関するお問い合わせ》
 TEL 06-6386-2164 FAX 06-6337-1606
 《製品内容・営業等に関するお問い合わせ》
 学術 : TEL 06-6337-5941 FAX 06-6337-5997
 東日本営業 : TEL 03-5816-0357 FAX 03-3835-2383
 西日本営業 : TEL 06-6337-5940 FAX 06-6337-5997

●掲載の商品は全て研究用です。
 ●掲載の価格は、2012年2月24日現在の標準価格およびキャンペーン価格です。
 やむを得ない事情により予告なしに改定される場合がありますので、ご注文の際にご確認ください。